

mandel+rupp

Bronchoskopie

2024 - 02

Inhaltsverzeichnis

<u>Transbronchiale Aspirationsnadeln Wang</u>	2
<u>Biopsiezangen Bronchoskopie "Easy Bite"</u>	3
<u>Bronchoskopie-Ventile</u>	4-5
<u>Bronchoskopie-Ventil-Sets</u>	6
<u>Zytologiebürsten</u>	7
<u>Greifer „Alligator“ und „Rattenzahn“</u>	8
<u>Reinigungsbürsten</u>	9-10

Transbronchiale Aspirationsnadeln „Wang™“


Latex-frei

Wang™ transbronchiale Aspirationsnadeln

- ✓ Vielseitigkeit – Histologie- und Zytologienadel für die zentrale oder für periphere Stellen
- ✓ Patentiertes Design des Ansatzes – gewährleistet eine sichere Passage des Endoskopes
- ✓ Arretierung – gewährleistet Stabilität der Nadel bei der Probenentnahme
- ✓ Durchsichtiger Teflon-Katheter – ermöglicht direkte Sicht auf das Aspirieren

Wang™ Zytologienadel

- ✓ 100 Serie – steifere Nadel für Probeentnahme in hilären oder mediastinalen Regionen der Lunge
- ✓ 500 Serie – hochflexible Nadel für Probeentnahme in peripheren Regionen der Lunge
- ✓ 200 Serie – kombinierte Nadel, mit den Vorteilen einer flexiblen und steifen Nadel, für Probeentnahme in peripheren oder zentralen Regionen der Lunge



Wang™ Zytologienadel



Wang™ Histologienadel

Bestell-Nr.	Nadel-		Arbeits-		Beschreibung
	Größe in Gauge	Länge in mm	Ø in mm	Länge in cm	
Wang™ Zytologienadel, Verpackungseinheit 4 Stück, Einmalprodukt					
B-MW-122	22	13	1,9	140	zentral, karinal und mediastinal
B-MW-222					zentral oder peripher
B-MW-522					peripher
B-SW-221	21	15	1,9	140	zentral oder peripher
Wang™ Histologienadel, Verpackungseinheit 4 Stück, Einmalprodukt					
B-MW-319	innen 21 außen 19	13 15	1,9	140	zentral und mediastinal

Biopsiezangen Bronchoskopie "Easy Bite" zum Einmalgebrauch



ohne Dorn



Form des Handgriffs

- ✓ sehr scharfe Löffel für saubere Probenränder
- ✓ großer Öffnungswinkel für maximale Proben
- ✓ Tubus beschichtet, daher weniger Spritzer beim Herausziehen aus dem Endoskop
- ✓ sehr gute Verarbeitungsqualität, daher geringere Reparaturanfälligkeit Ihres Endoskops
- ✓ leichtgängig, auch bei starker Abwinkelung des Endoskops

Bestell-Nr.	Ø mm	Länge cm	Beschreibung
Biopsiezange, ovale Löffel mit Fenster, Einmalartikel, Verpackungseinheit 10 Stück			
DH-BF-181200C	1,8	120	ohne Dorn, Farbe: Tubus blau, Handgriff blau / weiß

Bronchoskopie-Ventile Für Olympus



WS-VO-04E



WS-M-03E

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite

Bronchoskopie-Saugventil (WS-VO-04E)

- ✓ Breiter Dichtungsring
- ✓ fester Sitz im Kanal
- ✓ Angenehmes ergonomisches Design
- ✓ Beste Absaugleistung

Bronchoskopie-Biopsieventil (WS-M-03E)

- ✓ latexfrei
- ✓ steril verpackt
- ✓ keine aufwändige manuelle Reinigung
- ✓ Kein Infektionsrisiko wie bei mehrfach verwendeten Ventilen

Bestellinformation

Bestell-Nr.	Beschreibung
Bronchoskopie-Saugventil, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 100 Stück	
WS-VO-04E	Für Olympus Bronchoskope Serie: BF160, BF180, BF190, BF260, BF290
Bronchoskopie-Biopsieventil, steril, einzeln verpackt, Verpackungseinheit: 100 Stück	
WS-M-03E	für Olympus Bronchoskope geeignet

Ventil-Sets für Bronchoskope Einmalartikel




- ✓ Absaug- und Biopsieventil im praktischen Einmalset
- ✓ Beste Absaugleistung bei ergonomischem Design und sicherem Sitz der Ventile
- ✓ Keine aufwändige manuelle Reinigung und Wiederaufbereitung
- ✓ Kein Infektionsrisiko wie bei mehrfach verwendeten Ventilen
- ✓ Absaugtaste stufenlos regulierbar – zur optimalen Einstellung der Absaugstärke

Bestellinformation

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE in Stück	passend für Bronchoskop
Saug- und Biopsieventil-Set / Bronchoskopie, Einmalartikel, steril verpackt			
BSVS-O-1	Set mit Saug- und Biopsieventil	50	Olympus 160/180/190/260/290 Serie

Zytologiebürsten



- ✓ röntgengedichtete runde Spitze für erhöhte Sichtbarkeit
- ✓ Handgriff mit Daumenring für Einhandkontrolle

Bestell-Nr.	Bürsten-Ø in mm	Länge in cm	Ø in mm	Beschreibung
Zytologiebürste, Verpackungseinheit 20 Stück				
B-129R	2	120	1,7	Handgriff mit Ring
B-149R	3	120	1,7	Handgriff mit Ring
Mikrobiologische Bürste, Verpackungseinheit 5 Stück				
B-130	1	110	1,8	mit einem nichttoxischen, wasserlöslichen Wachspfropfen zum Erhalt steriler Proben

Greifer „Alligator“ und „Rattenzahn“



Alligator



Rattenzahn



kombiniert
Alligator und Rattenzahn

Einmalprodukt, einzeln steril verpackt

Bestell-Nr.	Ø in mm	Länge in cm
Fremdkörper-Greifer, Typ Alligator VE 10 Stück		
GF-A24230C	2,4	230
Fremdkörper-Greifer, Typ kombiniert Rattenzahn und Alligator VE 10 Stück		
GF-AR24230C	2,4	230
Fremdkörper-Greifer, Typ Rattenzahn VE 10 Stück		
GF-A18180C	1,8	180

Reinigungsbürsten zum Einmalgebrauch




Standard-Bürste




Spezialbürste für kleinste Kanäle



Standardbürste mit Kugelkopf



Rounded Brush Tip



Rounded Brush Tip

Combination Valve Brush

Bürste für pädiatrische Geräte oder Bronchoskope

Bürsten-Kombination von Ventil- und Kanalbürste



Ventil-Reinigungsbürste

Set mit je einer Ventil- und Kanal-Reinigungsbürste

Bestellinformationen finden Sie auf der Rückseite

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Reinigungsbürsten zum Einmalgebrauch

Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Beschreibung	Bürstenart	Arbeitskanal mm-Min/Max	Bürste		Schaft		VE		
				Ø	Länge	Ø	Länge			
WS-1823WG	Standard-Bürste	doppelseitig	2,8 – 4,2		5,5mm	20mm	2,0mm	230cm	100	
WS-1823WAP	Standard-Bürste mit Kugelkopf									
K-160-826-03						6,5mm - 7mm	1,7mm	50		
B-000610	Bürste für pädiatrische Geräte oder Bronchoskope	einseitig	2,0 – 4,2		6,4mm	7,4mm	1,7mm	160cm	50	
B-000639								230cm		
B-000615		doppelseitig	2,0 – 2,2		3,0mm	16mm	1,7mm	100cm	100	
WS-1510WH										
B-000619	Bürsten-Kombination von Ventil- und Kanalbürste	doppelseitig	2,0 – 4,2		Kanalbürste:	6,4mm	7,4mm	1,7mm	230cm	50
K-160-826-04	Set mit je einer Ventil- und Kanal-Reinigungsbürste				Ventilbürste:	9,7mm	45,2mm			
					Kanalbürste:	6,5mm – 7mm	20mm	1,7mm		
					Ventilbürste:	10mm	35mm			
WS-0910VC	Spezialbürste für kleinste Kanäle	einseitig	1,2 – 1,8		2,0mm	15mm	1,0mm	100cm	100	
WS-0923VC								230cm		
WS-0910WC		doppelseitig						100cm		
WS-0923WC								230cm		
WS-1001W2	Ventil-Reinigungsbürste	einseitig	----		10mm	50mm	----	----	100	
WS-1001W8	Ventil-Reinigungsbürste	doppelseitig	----		10mm	60mm	----	----	100	
					5mm	40mm				

weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)