

mandel+rupp

Scanflex | *Medical*

Scanflex | *Sirad*



Strahlenschutz

SICHERHEIT MIT HÖCHSTEM STANDARD

2025

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Information, Farben	02-07
2. Röntgenschutz für Anwender	08-33
3. Röntgenschutz-Brillen	34-52
4. Lagersysteme für Röntgenschürzen	53-59
5. Patientenschutz	60-65
6. Zubehör	66-76

Allgemeine Information, Farben

- [Opaque Collection](#)
- [Die Materialien](#)
- [Farben](#)



ERWARTEN SIE KOMPROMISSLOSEN SCHUTZ VON DER KOMFORTABELSTEN SCHÜRZE DER WELT

Neue bleifreie und bleiarmer Materialien
Ein neuer Meilenstein beim Strahlenschutz

Es sind neue, hochleistungsfähige und extrem leichte Strahlenschutzmaterialien, jetzt in einer exklusiven Auswahl an Schürzen und Schutzkleidung von Scanflex Medical und Scanflex Sirad verfügbar.



Erhältlich in Zweischicht-Optionen wie **Opaque Fusion®** und **Opaque Action®** mit 0,25 mm, 0,35 mm und 0,50 mm Bleiäquivalenz (LE).

Dieses einzigartige Zweischicht-Material ist leichter und flexibler als jedes vergleichbare Material heute. Die Opaque Collection Materialien bieten einen 40% besseren Schutz der ‚absorbed dose‘ als andere bleifreie oder bleiarmer Kompositmaterialien, und 20 % besseren Schutz als

herkömmliche bleihaltige Äquivalente.

Da die Anzahl von CT-Scans und medizinischen Verfahren, die unter Fluoroskopie durchgeführt werden sich seit 1996 mehr als verdreifacht hat, hat das Risiko der Strahlenbelastung für medizinische Mitarbeiter stark zugenommen. Schutz war noch nie wichtiger!

Unabhängige Testergebnisse zeigen, dass die Opaque Collection Materialien mit 0,25 mm LE eine Reduktion der effektiven ‚absorbed dose‘ um 20 % erzielt, verglichen mit 0,25 mm Bleifolie, und um mehr als 40 % bei Tests gegen industrietraditionelle bleifreie Kompositmaterialien.



Independent test results show that our Bi-Layer materials at 0.25mm LE provides a reduction in effective skin and absorbed dose of 20% compared with 0.25mm Lead foil and in excess of 40% when tested against industry standard Lead-free composites. Source: Medical Physics Department, Leeds Royal Infirmary

GETESTET NACH DEN HÖCHSTEN STANDARDS

Die Belastung mit ionisierender Strahlung hat sich unter den aktiven interventionellen Radiologen und Kardiologen dramatisch erhöht. Warum? Weil mehr Operationen unter Fluoroskopie durchgeführt werden und mehr Zeit in der Chirurgie verbracht wird.

Schürzen werden oft alleine nach Gewicht ausgewählt, mit nur geringem Interesse für die Schutzstufe. Diese Entscheidung ist nicht optimal. Jedoch bieten wir mit der Opaque Collection™ das bisher leichteste und flexibelste Strahlenschutzmaterial, zertifiziert gemäß

- dem bestehenden IEC 61331-1-Standard von 60 kV bis 120kV
- dem American Society for Testing and Materials (ASTM) und
- dem aktuellen deutschen DIN 6857-1-Standard ein Standard, der speziell für bleifreie oder Blei-Kompositmaterialien entwickelt wurde.

SO GEHT ES

Unser Schutzmaterial wird in der europäischen Fabrik unseres Partners hergestellt. Sowohl die Schutzmaterial-Herstellungsanlage als auch die Fabrikationsanlagen in Schweden und in der Schweiz, wo die Schürzen hergestellt werden, sind nach ISO 9001 zertifiziert.

OPAQUE FUSION®: Ein Material, in zwei Schichten farbcodiert.

Sb	Antimon	51 (Element mit niedrigem Atomgewicht)
Bi	Bismut	83 (Element mit hohem Atomgewicht)

OPAQUE ACTION®: Ein Material, in zwei Schichten farbcodiert.

Sb	Antimon	51 (Element mit niedrigem Atomgewicht)
Pb	Blei	82 (Element mit hohem Atomgewicht)


Das vergleichbare Gewicht der einzelnen Schutzkleidung in der **Opaque Collection™** liegt zwischen 15 und 20 % niedriger als bei den Schürzen unserer früheren Level One-Collection™, bis jetzt die leichtesten Kleidungsstücke auf dem Markt. Wir vergleichen die gleiche Größe, Schutzstufe, Testergebnisse usw.

WICHTIGE BEGRIFFE ATTENUIERUNG UND 'ABSORBED DOSE'

Alle Röntgenverfahren setzen Menschen einer Strahlungsmenge aus. Die 'absorbed dose' beschreibt die Messung der ionisierenden Strahlung, die im Körper oder den Organen verbleibt.

Geprüft nach dem IEC 61331-1-Standard;

- Eine 0,25 mm LE-Schürze ermöglicht ca. 20 % Durchdringung der Quellstrahlung (80,5 % Attenuierung).



- Bei 0,50 mm LE wird dieser Wert zu etwa 7% (92,9% Attenuierung). Der Unterschied ist ein fast dreimal besserer Schutz.

Mit der ultra-leichten **Opaque Collection™** von Scanflex kann medizinisches Personal länger arbeiten, mit an Schutz und einem Bruchteil dem höchsten Maß des Gewichts.

ZWEISCHICHT-TECHNOLOGIE

Das chemische Design und die Produktionsmethode erzeugen ein einzigartiges Zweischicht-Material. Wir haben es in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Gesundheits-, Wissenschafts- und Technologie-Partnern getestet.

Unser Schutzmaterial besteht aus einer homogenen Schicht aus zwei unterschiedlichen Materialien und wird durch das National Physical Laboratory (NPL) in Großbritannien für den Einsatz bei interventionellen Radiologen, Kardiologen und medizinischen Fachkräften, die weltweit in Krankenhäusern mit Strahlung arbeiten, zertifiziert.

SCANFLEX ÜBERNIMMT DIE FÜHRUNG

Schürzen aus bleifreien und Kompositmaterialien leiden unter einem sogenannten K-edge-Effekt und Fluoreszenz, verursacht durch die Metalle mit niedrigem Atomgewicht. Dies führt zu Sekundärstrahlung und einer geringeren Schutzstufe für den Träger. Unsere Zweischicht-Technologie organisiert die Materialien nach dem Atomgewicht in verschiedenen Schichten, um die Sekundärstrahlung zu absorbieren. Dies erhöht die Schutzstufe unter Beibehaltung eines Gewichtsvorteils gegenüber herkömmlichen bleihaltigen, bleiarmer und bleifreien Produkten.

Die Materialien unserer Röntgenschutzbekleidung

Das Schutzmaterial - **Opaque Action**®

Das spezielle Zweischicht-Material unseres schwedischen Herstellers SCANFLEX ist leichter und flexibler als jedes vergleichbare Material heute.

Opaque Action® besteht aus zwei farbcodierten Schichten. Das Schutzmaterial enthält Blei und Antimon.

Die Zweischicht-Technologie organisiert die Materialien nach dem Atomgewicht in verschiedenen Schichten, um die Sekundärstrahlung zu absorbieren.

Dies erhöht die Schutzstufe unter Beibehaltung eines Gewichtsvorteils gegenüber herkömmlichen bleihaltigen, bleiarmeren und bleifreien Produkten.

Unsere Materialien erfüllen neben der europäischen Norm DIN EN 61331-3 auch die neue Norm DIN 6857-1.

Durch die besondere Knickstabilität werden außerdem Brüche vermieden und Ihre Röntgenschürze wird wesentlich länger halten.

Die Obermaterialien

Die Außenmaterialien sowie das Innenfutter sind antibakteriell. Die neuartigen Materialien sind hautverträglich und sicher für Mensch und Umwelt, auch für Allergiker geeignet. Permanente Ausrüstung des Gewebes, daher keine Ausdünstungen.

Antibakterielles Außenmaterial:

- Dreifacher Schutz gegen Bakterien, Pilze und Staubmilben
Wirkungsvoll gegen multiresistente Erreger
- Wasch- und reinigungsbeständig
- Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100

Antibakterielles Innenfutter:

- Bewahrt den natürlichen Bakterienhaushalt der Haut
- Dauerhafte Wirkung durch bakteriostatische Behandlung des Gewebes
- Angenehme Trageeigenschaften durch weiches Material
- Wasser- und schmutzabweisend
- Verhindert Gerüche
- Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100

Eigenschaften und Besonderheiten



Optimaler Schutz durch gut sitzende Arm- und Halslöcher.



Alle Modelle werden standardmäßig mit **Schulterpolstern** geliefert.

Viele Modelle sind mit unseren innovativen **Magnetverschlüssen** ausgestattet. Diese sind praktisch verschleißfrei und daher sehr haltbar, sowie **unübertroffen hygienisch**, da eine Verschmutzung ausgeschlossen ist.

Ein weiteres, wichtiges Produktmerkmal, das Ihnen bis heute kein anderer Hersteller bieten kann!



Magnetstreifen

Wo nötig sind Klettverschlüsse aus hochwertigen Komponenten eingesetzt, die sich durch äußerst geringen Verschleiß auszeichnen.

Der standardmäßige, **innen eingearbeitete Gürtel** der Mäntel entlastet die Schultern und sorgt gleichzeitig für **gute Belüftung**, da dieser Gurt die Schürzen nicht in der Taille einschnürt. Auch wird ein „Durchrutschen“ der Schürze verhindert, da der Gürtel innen fest mit dem Mantel verbunden ist, und die Gürtel gehen nicht mehr verloren.



Starke Einschnürungen mit den außen liegenden Gurtsystemen des Mitbewerbs verhindern die Ventilation am Rücken und wirken sich sehr ungünstig auf die Haltbarkeit der Schürzen aus, da es in diesem Bereich verständlicherweise häufig zu erhöhtem Verschleiß kommt.

Namensschilder sind wahlweise als feste Stickerei auf der Brusttasche oder zum Einschub in eine spezielle, durchsichtige Tasche möglich. Im Falle des Einschubes lässt sich die namentliche Zuordnung auch nachträglich noch leicht ändern und anpassen.



Keine Entsorgungskosten, da der Hersteller die Extraleicht-Schürzen nach Gebrauchsende kostenlos zurücknimmt. Sie tragen lediglich die Transportkosten.




Farben

Materialien

Unsere Schürzen werden in **Opaque Fusion®**, **Opaque Action®**, **No Lead**, **Light Lead** und **Lead Vinyl** angefertigt.

Wir verwenden ausschließlich Strahlenschutzmaterialien führender Hersteller. Aus Umweltschutzgründen empfehlen wir unser bleifreies Material **Opaque Fusion®** und **No Lead**, das die staatlichen Umweltauflagen erfüllt. Die Schutzeigenschaften sind umfassend dokumentiert und wurden von verschiedenen Instituten geprüft.



Stickerei

Eine Bestickung der Brusttasche ist möglich, mit Namen oder Motiven.

Aufbewahrung der Bekleidung

Es ist wichtig, die Röntgenschutzkleidung richtig aufzubewahren, denn eine korrekte Aufbewahrung verlängert deren Lebensdauer. Wir bieten Bügel und mobile Aufbewahrungssysteme an, die speziell für unsere Schutzkleidung entwickelt wurden. Weitere Informationen befinden sich in einer gesonderten Produktbroschüre.


Information/Bestellung

Geben Sie bei der Bestellung bitte Modell, Bleigleichwert, Größe, Material, Farbe und evtl. die gewählte Stickerei an. Benötigen Sie weitere Informationen oder wünschen Sie eine Vorführung an Ihrem Arbeitsplatz, wenden Sie sich bitte an einen unserer Außendienstmitarbeiter. Ihre Bestellung können Sie per E-Mail oder Fax an uns übersenden.

Pflege

Das Außenmaterial besteht aus leicht zu reinigendem Polyurethan. Unsere Strahlenschutzkleidung wird am besten mit Seife und Wasser gereinigt. Bei Bedarf können auch gewisse Reinigungsmittel, zum Beispiel 70%iger Alkohol verwendet werden. Wenn Sie unsicher sind, ob ein Reinigungsmittel geeignet ist, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.

Wählen Sie unter den folgenden Einfassbändern, die auch als Größenindikator verwendet werden können.



Sämtliche Modelle können in den u.g. Farben bestellt werden:



Röntgenschutz für Anwender

- [Röntgenschutz Mantel Easy Wrap](#)
- [Röntgenschutz Mantel Split Wrap](#)
- [Rundumschutz Zweiteiler Vest & Skirt Wrap](#)
- [Rundumschutz Zweiteiler Relief Wrap](#)
- [Frontschürze 3PU](#)
- [Frontschürze Easy-Fix](#)
- [Frontschürze Easy-Drop](#)
- [Frontschürze Standard](#)
- [Frontschutz zweiteilig Frost](#)
- [Frontschutz zweiteilig Frost Split](#)
- [Schilddrüsen-Schutzkragen](#)
- [Röntgenschutz-Ärmel](#)

Röntgenschutz für Anwender



Easy Wrap™ Rundumschutz Mantel


Scanflex | *Medical* 



- ✓ Rundumschutz als Mantel mit breiter Überlappung in der Mitte und Klettverschluss, sowie zwei zusätzlichen Gurtschließen.
- ✓ Innenliegender Stretch Gürtel zur besseren Belüftung und optimalen Gewichtsentlastung.
- ✓ Mit praktischer Brusttasche
- ✓ Mit Schulterpolstern
- ✓ Front- und Rückenteile in verschiedenen Bleigleichwerten lieferbar
- ✓ Oberflächen leicht zu reinigen

Weitere Informationen zu den Materialeigenschaften finden Sie unter „Materialien“.

Passende Ärmel, Namensschilder, Stickereien und Schilddrüsenschutzkragen finden Sie in der Rubrik „Zubehör“.



WeightAway™ - Innenliegender, elastischer Gurt zur Gewichtsentlastung

Wählen Sie Ihre passende Größe



Messen Sie, wie an nebenstehendem Beispiel gezeigt:

1. Brustumfang, ca. in Höhe der Achsel
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. Länge von der Schulter am Halsansatz bis zur Unterkante des Knies.

Scanflex

Medical



Maße	XS	S	M	L	XL	XXL
← in cm →						
Brustumfang	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Taillenumfang	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Hüftumfang	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Die Längen können Sie in 5cm-Intervallen von 90 cm bis 130 cm frei wählen.

Bestell-Nr.	Größe	Standardlänge in cm	Bleigleichwert in mm		Preis in € (zzgl. MwSt.)
			vorn	hinten	
Modell „Easy-Wrap™“ Pb 0,35/0,25, „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-52320OA	XS	100	0,35	0,25	739,00
RS-52321OA	S	105			811,00
RS-52322OA	M	110			902,00
RS-52323OA	L	115			982,00
RS-52324OA	XL	120			1.193,00
RS-52325OA	XXL	120			1.372,00

Abweichende Längen bitte angeben, sonst wird die Standardlänge geliefert



Split Wrap™ Rundumschutz Mantel



- ✓ Rundumschutz als Mantel mit breiter Überlappung in der Mitte und Klettverschluss, sowie zusätzlicher Gurtschließe.
- ✓ Die **Öffnung im Rücken** gewährt dem Träger eine größere Bewegungsfreiheit und dient außerdem zur **Belüftung**.
- ✓ Mit praktischer Brusttasche
- ✓ Mit Schulterpolstern
- ✓ Front- und Rückenteile in verschiedenen Bleigleichwerten lieferbar
- ✓ Oberflächen leicht zu reinigen

Weitere Informationen zu den Material-Eigenschaften finden Sie unter „Materialien“.

Passende Ärmel, Namensschilder, Stickereien und Schilddrüsenschutzkragen finden Sie in der Rubrik „Zubehör“.



WeightAway™
Innenliegender, elastischer
Gurt zur Gewichtsentlastung



Rückenöffnung



Seitenöffnung für große
Bewegungsfreiheit



Wählen Sie Ihre passende Größe



Messen Sie, wie an nebenstehendem Beispiel gezeigt:

1. Brustumfang, ca. in Höhe der Achsel
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. Länge von der Schulter am Halsansatz bis zur Unterkante des Knies.



Maße	XS	S	M	L	XL	XXL
← in cm →						
Brustumfang	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Taillenumfang	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Hüftumfang	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Die Längen können Sie in 5cm-Intervallen von 90 cm bis 130 cm frei wählen.

Bestell-Nr.	Größe	Standardlänge in cm	Bleigleichwert in mm		Preis in € (zzgl. MwSt.)
			Vorne	Hinten	
Modell „Split Wrap™“ Pb 0,35/0,25, „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-54320OA	XS	100	0,35	0,25	822,00
RS-54321OA	S	105			894,00
RS-54322OA	M	110			986,00
RS-54323OA	L	115			1.064,00
RS-54324OA	XL	120			1.277,00
RS-54325OA	XXL	120			1.454,00

Abweichende Längen bitte angeben, sonst wird die Standardlänge geliefert.

Vest & Skirt Wrap™ Rundumschutz „Zweiteiler“ Weste und Rock



- ✓ Rundumschutz als Zweiteiler mit Weste und Rock.
- ✓ Innenliegende Klettverschlüsse und zusätzliches Gurtschloss am Rock.
- ✓ Mit praktischer Brusttasche.
- ✓ Mit Schulterpolstern.
- ✓ Front- und Rückenteile in verschiedenen Bleigleichwerten lieferbar
- ✓ Oberflächen leicht zu reinigen

Weitere Informationen zu den Material-Eigenschaften finden Sie unter „Materialien“.

Passende Ärmel, Namensschilder, Stickereien und Schilddrüsenschutzkragen finden Sie in der Rubrik „Zubehör“.

Scanflex

Medical



Zusätzliches Gurtschloss am Rock



Wählen Sie Ihre passende Größe



Messen Sie, wie an nebenstehendem Beispiel gezeigt:

1. Brustumfang, ca. in Höhe der Achsel
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. **Weste:** Von der Schulter am Halsansatz bis zur Hüfte
5. **Rock:** Von der Taille bis zur Unterkante des Knies

Scanflex | *Medical* 

Maße	XS	S	M	L	XL	XXL
← in cm →						
Brustumfang	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Taillenumfang	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Hüftumfang	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Die Längen können Sie in 5cm-Intervallen von 90 cm bis 130 cm frei wählen.

Bestell-Nr.	Größe	Standardlänge in cm	Bleigleichwert in mm		Preis in € (zzgl. MwSt.)
			Vorne	Hinten	
Weste, Modell „Vest-Wrap™“ Pb 0,35/0,25, „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-61320OA	XS	53	0,35	0,25	421,00
RS-61321OA	S	58			440,00
RS-61322OA	M	58			479,00
RS-61323OA	L	63			512,00
RS-61324OA	XL	63			546,00
RS-61325OA	XXL	68			650,00
Rock, Modell „Skirt-Wrap™“ Pb 0,25 rundum (durch Überlappung 0,5), „Opaque Action“					je Stück
RS-62220OA	XS	58	0,25	0,25	416,00
RS-62221OA	S	58			433,00
RS-62222OA	M	63			466,00
RS-62223OA	L	68			586,00
RS-62224OA	XL	73			632,00
RS-62225OA	XXL	73			671,00

Abweichende Längen bitte angeben, sonst wird die Standardlänge geliefert

Rock & Weste „Relief Wrap“™ Rundumschutz-Zweiteiler Weste und Rock



- ✓ Rundumschutz als Zweiteiler mit Weste und Rock.
- ✓ Innenliegende Klettverschlüsse und zusätzliches Gurtschloss am Rock.
- ✓ Rock und Weste mit elastischem Innengurt für mehr Komfort.
- ✓ Mit praktischer Brusttasche.
- ✓ Mit Schulterpolstern
- ✓ Front- und Rückenteile in verschiedenen Bleigleichwerten lieferbar
- ✓ Oberflächen leicht zu reinigen

Weitere Informationen zu den Material-Eigenschaften finden Sie unter „Materialien“.

Passende Ärmel, Namensschilder, Stickereien und Schilddrüsenschutzkragen finden Sie in der Rubrik „Zubehör“.

Scanflex | *Medical*



Elastischer Innengurt in Weste und Rock



Wählen Sie Ihre passende Größe



Messen Sie, wie an nebenstehendem Beispiel gezeigt:

1. Brustumfang, ca. in Höhe der Achsel
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. **Weste:** Von der Schulter am Halsansatz bis zur Hüfte
5. **Rock:** Von der Taille bis zur Unterkante des Knies

Scanflex

Medical



Maße	XS	S	M	L	XL	XXL
← In cm →						
Brustumfang	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Taillenumfang	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Hüftumfang	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Die Längen können Sie in 5cm-Intervallen von 90 cm bis 130 cm frei wählen.

Bestell-Nr.	Größe	Standardlänge in cm	Bleigleichwert in mm		Preis in € (zzgl. MwSt.)
			Vorne	Hinten	
Weste Relief-Wrap™ Pb 0,35/0,25mm „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-66320OA	XS	53	0,35	0,25	462,00
RS-66321OA	S	58			480,00
RS-66322OA	M	58			521,00
RS-66323OA	L	63			552,00
RS-66324OA	XL	63			587,00
RS-66325OA	XXL	68			692,00
Rock Relief-Wrap™ Pb 0,25mm rundum (durch Überlappung 0,5) „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-67220OA	XS	58	0,25	0,25	457,00
RS-67221OA	S	58			475,00
RS-67222OA	M	63			506,00
RS-67223OA	L	68			627,00
RS-67224OA	XL	73			674,00
RS-67225OA	XXL	73			713,00

Abweichende Längen bitte angeben, sonst wird die Standardlänge geliefert.

3PU Apron™ Frontschutz Schürze



- ✓ Frontschürze für Anwender, die höchsten Wert auf eine sehr leichte Reinigung und die **bestmögliche Hygiene** legen. Deshalb wurde auf die Fronttasche und große Teile des Einfassbandes verzichtet.
- ✓ Der neuartige **Magnetverschluss** ist sehr leicht zu reinigen und absolut verschleißfrei.
- ✓ Oberflächenmaterial leicht zu reinigen.

Weitere Informationen zu den Materialeigenschaften finden Sie unter „Materialien“.

Passende Ärmel, Namensschilder, Stickereien und Schilddrüsenschutzkragen finden Sie in der Rubrik „Zubehör“.



Neuartiger **Magnet-Verschluss**



Wählen Sie Ihre passende Größe



Messen Sie, wie an nebenstehendem Beispiel gezeigt:

1. Brustumfang, ca. in Höhe der Achsel
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. Länge von der Schulter am Halsansatz bis zur Unterkante des Knies.



Maße	XS	S	M	L	XL	XXL
← in cm →						
Brustumfang	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Taillenumfang	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Hüftumfang	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Die Längen können Sie in 5cm-Intervallen von 90 cm bis 130 cm frei wählen.

Bestell-Nr.	Größe	Standardlänge in cm	Bleigleichwert in mm		Preis in € (zzgl. MwSt.)
			Vorne	Hinten	
Modell „3PU Apron™“ Pb 0,35, „Opaque Action“ bleireduziert					je Stück
RS-21300OA	XS	100	0,35	--	474,00
RS-21301OA	S	105			502,00
RS-21302OA	M	110			536,00
RS-21303OA	L	115			565,00
RS-21304OA	XL	120			677,00
RS-21305OA	XXL	120			738,00
Modell „3PU Apron™“ Pb 0,50, „Opaque Action“ bleireduziert					je Stück
RS-21500OA	XS	100	0,50	--	610,00
RS-21501OA	S	105			639,00
RS-21502OA	M	110			674,00
RS-21503OA	L	115			705,00
RS-21504OA	XL	120			851,00
RS-21505OA	XXL	120			915,00

Abweichende Längen bitte angeben, sonst wird die Standardlänge geliefert

Easy-Fix Apron™ Frontschutz Schürze



- ✓ Klassische Frontschürze mit seitlichem Klettverschluss.
- ✓ Praktische Brusttasche.
- ✓ Mit Schulterpolstern.
- ✓ Die seitlich schrägen Klettverschlüsse ermöglichen die **Gewichtsverlagerung** von den Schultern auf die Hüfte.
- ✓ Oberflächenmaterial leicht zu reinigen.

Weitere Informationen zu den Material-Eigenschaften finden Sie unter „Materialien“.

Passende Ärmel, Namensschilder, Stickereien und Schilddrüsenschutzkragen finden Sie in der Rubrik „Zubehör“.



Wählen Sie Ihre passende Größe



Messen Sie, wie an nebenstehendem Beispiel gezeigt:

1. Brustumfang, ca. in Höhe der Achsel
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. Länge von der Schulter am Halsansatz bis zur Unterkante des Knies.



Maße	XS	S	M	L	XL	XXL
← in cm →						
Brustumfang	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Taillenumfang	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Hüftumfang	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Die Längen können Sie in 5cm-Intervallen von 90 cm bis 130 cm frei wählen.

Bestell-Nr.	Größe	Standardlänge in cm	Bleigleichwert in mm		Preis in € (zzgl. MwSt.)
			Vorne	Hinten	
Frontschürze Modell „Easy-Fix Apron™“ Pb 0,35, „Opaque Action“ bleireduziert					je Stück
RS-20300OA	XS	100	0,35	--	417,00
RS-20301OA	S	105			446,00
RS-20302OA	M	110			477,00
RS-20303OA	L	115			509,00
RS-20304OA	XL	120			621,00
RS-20305OA	XXL	120			681,00
Frontschürze Modell „Easy-Fix Apron™“ Pb 0,50, „Opaque Action“ bleireduziert					je Stück
RS-20500OA	XS	100	0,50	--	552,00
RS-20501OA	S	105			584,00
RS-20502OA	M	110			618,00
RS-20503OA	L	115			647,00
RS-20504OA	XL	120			794,00
RS-20505OA	XXL	120			858,00

Abweichende Längen bitte angeben, sonst wird die Standardlänge geliefert

Easy-Drop Apron™ Frontschutz OP-Schürze



- ✓ OP-Frontschürze mit seitlichem Klettverschluss und zusätzlichen Schulterverschlüssen.
- ✓ **Abwerfen** der Schürze unter der sterilen Kleidung **während der OP** möglich.
- ✓ Praktische Brusttasche.
- ✓ Die seitlich schrägen Klettverschlüsse ermöglichen die **Gewichtsverlagerung** von den Schultern auf die Hüfte.
- ✓ Oberflächenmaterial leicht zu reinigen.

Weitere Informationen zu den Materialeigenschaften finden Sie unter „Materialien“.

Passende Ärmel, Namensschilder, Stickereien und Schilddrüsenschutzkragen finden Sie in der Rubrik „Zubehör“.



Der Klettverschluss auf der Schulter erleichtert das Abwerfen während der OP



Wählen Sie Ihre passende Größe



Messen Sie, wie an nebenstehendem Beispiel gezeigt:

1. Brustumfang, ca. in Höhe der Achsel
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. Länge von der Schulter am Halsansatz bis zur Unterkante des Knies.



Maße	XS	S	M	L	XL	XXL
← in cm →						
Brustumfang	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Taillenumfang	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Hüftumfang	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Die Längen können Sie in 5cm-Intervallen von 90 cm bis 130 cm frei wählen.

Bestell-Nr.	Größe	Standardlänge in cm	Bleigleichwert in mm		Preis in € (zzgl. MwSt.)
			Vorne	Hinten	
Frontschürze Modell „Easy-Drop Apron™“ Pb 0,35 „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-41300OA	XS	100	0,35	--	417,00
RS-41301OA	S	105			446,00
RS-41302OA	M	110			477,00
RS-41303OA	L	115			509,00
RS-41304OA	XL	120			621,00
RS-41305OA	XXL	120			681,00
Frontschürze Modell „Easy-Drop Apron™“ Pb 0,50 „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-41500OA	XS	100	0,50	--	552,00
RS-41501OA	S	105			584,00
RS-41502OA	M	110			618,00
RS-41503OA	L	115			647,00
RS-41504OA	XL	120			794,00
RS-41505OA	XXL	120			858,00

Abweichende Längen bitte angeben, sonst wird die Standardlänge geliefert.

Standard Apron™ Frontschutz-Schürze

Scanflex | *Medical* 



- ✓ Frontschürze mit zus. Gurt für größtmögliche Flexibilität.
- ✓ Praktische Brusttasche.
- ✓ Mit Schulterpolstern
- ✓ **Kein Abrutschen** von der Schulter, da Klettverschluss auf dem Rücken in Schulterhöhe.
- ✓ Oberflächenmaterial leicht zu reinigen.

Weitere Informationen zu den Materialeigenschaften finden Sie unter „Materialien“.

Passende Ärmel, Namensschilder, Stickereien und Schilddrüsenschutzkragen finden Sie in der Rubrik „Zubehör“.



Klettverschluss auf dem Rücken in Schulterhöhe und Band mit Klickverschluss.



Wählen Sie Ihre passende Größe



Messen Sie, wie an nebenstehendem Beispiel gezeigt:

1. Brustumfang, ca. in Höhe der Achsel
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. Länge von der Schulter am Halsansatz bis zur Unterkante des Knies.



Maße	XS	S	M	L	XL	XXL
← in cm →						
Brustumfang	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Taillenumfang	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Hüftumfang	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Die Längen können Sie in 5cm-Intervallen von 90 cm bis 130 cm frei wählen.

Bestell-Nr.	Größe	Standardlänge in cm	Bleigleichwert in mm		Preis in € (zzgl. MwSt.)
			Vorne	Hinten	
Frontschürze Modell „Standard Apron™“ Pb 0,35, „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-10300OA	XS	100	0,35	--	417,00
RS-10301OA	S	105			446,00
RS-10302OA	M	110			477,00
RS-10303OA	L	115			509,00
RS-10304OA	XL	120			621,00
RS-10305OA	XXL	120			681,00
Frontschürze Modell „Standard Apron™“ Pb 0,50, „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-10500OA	XS	100	0,50	--	552,00
RS-10501OA	S	105			584,00
RS-10502OA	M	110			618,00
RS-10503OA	L	115			647,00
RS-10504OA	XL	120			794,00
RS-10505OA	XXL	120			858,00

Abweichende Längen bitte angeben, sonst wird die Standardlänge geliefert

Frost™ Frontschutz-Schürze, zweiteilig

mit Magnetverschluss

Scanflex | *Medical* 



- ✓ Zweiteilige Frontschürze für Anwender die höchsten Wert auf eine sehr leichte Reinigung und die **bestmögliche Hygiene** legen, deshalb **ohne Fronttasche** und **Einfassband**.
- ✓ Der neuartige **Magnetverschluss** ist sehr leicht zu reinigen und absolut verschleißfrei.
- ✓ Oberflächenmaterial leicht zu reinigen.

Weitere Informationen zu den Materialeigenschaften finden Sie unter „Materialien“.

Passende Ärmel, Namensschilder, Stickereien und Schilddrüsenschutzkragen finden Sie in der Rubrik „Zubehör“.

Neuartiger **Magnet-Verschluss** mit drei verschiedenen Verschlussmöglichkeiten:



Vorne, unter der Weste



Auf dem Rücken



Vorne, über der Weste



Wählen Sie Ihre passende Größe



Messen Sie, wie an nebenstehendem Beispiel gezeigt:

1. Brustumfang, ca. in Höhe der Achsel
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. **Oberteil:** Von der Schulter am Halsansatz bis zur Hüfte
5. **Unterteil:** Von der Taille bis zur Unterkante des Knies



Maße	XS	S	M	L	XL	XXL
← in cm →						
Brustumfang	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Taillenumfang	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Hüftumfang	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Die Längen können Sie in 5cm-Intervallen von 53 cm bis 73 cm frei wählen.

Bestell-Nr.	Größe	Standardlänge in cm	Bleigleichwert in mm		Preis in € (zzgl. MwSt.)
			Vorne	Hinten	
Oberteil, Modell „Frost Triple Close™“ Pb 0,35, „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-63300OA	XS	53	0,35	--	426,00
RS-63301OA	S	58			442,00
RS-63302OA	M	58			476,00
RS-63303OA	L	63			505,00
RS-63304OA	XL	63			538,00
RS-63305OA	XXL	68			665,00
Unterteil, Modell „Frost Apron™“ Pb 0,35, „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-65300OA	XS	58	0,35	--	269,00
RS-65301OA	S	58			276,00
RS-65302OA	M	63			308,00
RS-65303OA	L	68			409,00
RS-65304OA	XL	73			429,00
RS-65305OA	XXL	73			447,00

Abweichende Längen bitte angeben, sonst wird die Standardlänge geliefert.

Frost Split™ Frontschutz-Schürze, zweiteilig

mit Magnetverschluss

Scanflex | *Medical* 




- ✓ Zweiteilige Frontschürze für Anwender die höchsten Wert auf eine sehr leichte Reinigung und die **bestmögliche Hygiene** legen, deshalb **ohne Fronttasche** und **Einfassband**.
- ✓ Der neuartige **Magnetverschluss** ist sehr leicht zu reinigen und absolut verschleißfrei.
- ✓ Oberflächenmaterial leicht zu reinigen.

Weitere Informationen zu den Materialeigenschaften finden Sie unter „Materialien“.

Passende Ärmel, Namensschilder, Stickereien und Schilddrüsenschutzkragen finden Sie in der Rubrik „Zubehör“.

Neuartiger **Magnet-Verschluss** mit drei verschiedenen Verschlussmöglichkeiten:



"Frost Split™
besonders gut zum
Sitzen geeignet



Wählen Sie Ihre passende Größe



Messen Sie, wie an nebenstehendem Beispiel gezeigt:

1. Brustumfang, ca. in Höhe der Achsel
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang
4. **Oberteil:** Von der Schulter am Halsansatz bis zur Hüfte
5. **Unterteil:** Von der Taille bis zur Unterkante des Knies



Maße	XS	S	M	L	XL	XXL
← in cm →						
Brustumfang	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Taillenumfang	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Hüftumfang	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Die Längen können Sie in 5cm-Intervallen von 53 cm bis 73 cm frei wählen.

Bestell-Nr.	Größe	Standardlänge in cm	Bleigleichwert in mm		Preis in € (zzgl. MwSt.)
			Vorn	Hinten	
Oberteil, Modell „Frost Triple Close™“ Pb 0,35, „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-63300OA	XS	53	0,35	--	426,00
RS-63301OA	S	58			442,00
RS-63302OA	M	58			476,00
RS-63303OA	L	63			505,00
RS-63304OA	XL	63			538,00
RS-63305OA	XXL	68			665,00
Unterteil, Modell „Frost Split™“ Pb 0,35, „Opaque Action“, bleireduziert					je Stück
RS-64300OA	XS	58	0,35	--	458,00
RS-64301OA	S	58			477,00
RS-64302OA	M	63			514,00
RS-64303OA	L	68			632,00
RS-64304OA	XL	73			685,00
RS-64305OA	XXL	73			740,00

Abweichende Längen bitte angeben, sonst wird die Standardlänge geliefert.

Schilddrüsen-Schutzkragen

mit Magnetverschluss



- ✓ Weiches Material mit besonderem Tragekomfort.
- ✓ Einzigartiger **Magnetverschluss**, hygienisch und verschleißfrei.
- ✓ Beim Modell in „Kappenform“ sind die mittleren **Nähte abgedeckt**, so dass keine Strahlung hindurch kann (siehe Abb. auf der Rückseite).
- ✓ Oberflächen leicht zu reinigen.
- ✓ Das Material „**Opaque Action**“ bleireduziert zählt zu den leichtesten Röntgenschutz-Materialien, die momentan erhältlich sind und enthält nur noch ca. 30% Blei, um den besten Schutz zu garantieren.
- ✓ Kostenloses **Recycling** möglich

Scanflex | *Medical*

Bestell-Nr.	Größe	Bleigleichwert in mm	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Schilddrüsenschutzkragen, Pb 0,5 mm, „Opaque Action“, bleireduziert			je Stück
RS-7350OA	S (Lady)	0,5	180,00
RS-7351OA	M		
RS-7352OA	L		
Schilddrüsenschutzkragen, Pb 0,5 mm, „Light Lead“			je Stück
RS-7451LL	Standard	0,5	180,00



Röntgenbild: Mitbewerber



Deutlich sind hier die Nahtlöcher eines herkömmlichen Standard Schilddrüsen-Schutzkragens in Kappenform zu erkennen.

Röntgenbild:

Scanflex

Medical



Im Gegensatz dazu werden unsere Schutzkragen RS-7350 und RS-7351 (Kappenform) in den Nahtbereichen gedoppelt, um den bestmöglichen Schutz für Sie zu garantieren.

Schilddrüsen-Schutzkragen Weiche Form



Schilddrüsen-Schutzkragen, weiche Form

Bestell-Nr.	Größe	Bleigleichwert in mm	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Schilddrüsen-Schutzkragen, weiche Form, leichtes Material			je Stück
RK-KRAGEN-W	Standard	0,5	98,00

In verschiedenen Farben erhältlich, bitte anfragen.

Röntgenschutz-Ärmel



- ✓ Die Ärmel sind gedacht als Option für die zusätzliche Anbringung an unseren Röntgenschürzen.
- ✓ Oberflächen leicht zu reinigen.
- ✓ Das Material „**Light Lead**“ zählt zu den leichtesten Röntgenschutz-Materialien, die momentan erhältlich sind und enthält nur noch ca. 30% Blei, um den besten Schutz zu garantieren.
- ✓ Kostenloses **Recycling** möglich

Bestell-Nr.	Größe	Bleigleichwert in mm	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Röntgenschutz-Zubehör, „Ärmel“, Pb 0,35 mm, „Light Lead“			je Stück
RS-9330LL	Einheitsgröße	0,35	251,00



Röntgenschutz-Brillen

- [Modell: Tim](#)
- [Modell: Gaby](#)
- [Modell: Jan](#)
- [Modell: Stella](#)
- [Modell: Green](#)
- [Modell: Blue](#)
- [Modell: Pia](#)
- [Modell: Cora](#)
- [Modell: Carsten](#)
- [Modell: Jens](#)
- [Modell: Alex](#)
- [Modell: Ruth](#)
- [Modell: Lars](#)
- [Modell: Frida](#)
- [Modell: Patrick](#)
- [Modell: Ute](#)

Röntgenschutz-Brillen



Kataraktrisiko in der konventionellen Radiologie

Die Augenlinse muss als sehr strahlenempfindliches Organ angesehen werden.

Die Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP) schätzt, dass radiogene Linsentrübungen (Katarakte) bei akuter Exposition ab einer Schwellendosis in der Größenordnung von 0,5 - 2 Gy, bzw. bei Langzeitexposition von 5 - 6 Gy ausgelöst werden.

Die nationalen und internationalen Strahlenschutzgremien haben der besonderen Strahlenempfindlichkeit der Augenlinse durch die Einführung von speziellen Grenzwerten Rechnung getragen.

- Für die Augenlinse den Grenzwert von 150 Millisievert
- Für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel jeweils den Grenzwert von 500 Millisievert
- Für die Keimdrüsen, die Gebärmutter und das Knochenmark (rot) jeweils den Grenzwert von 50 Millisievert
- Für die Schilddrüse und die Knochenoberfläche jeweils den Grenzwert von 300 Millisievert
- Für den Dickdarm, die Lunge, den Magen, die Blase, die Brust, die Leber, die Speiseröhre, andere Organe oder Gewebe jeweils den Grenzwert von 150 Millisievert

Aus: Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen § 31a Dosisgrenzwerte bei beruflicher Strahlenexposition

Bei Tätigkeiten, die bekanntermaßen mit einer signifikanten Linsenexposition einhergehen, (beispielsweise bei kardiologischen oder radiologischen Interventionen), muss eine gezielte Erfassung der Linsendosis erfolgen. Weitere, möglicherweise mit dem Risiko einer signifikanten Linsenexposition verbundene, Tätigkeiten sollten in entsprechenden Forschungsvorhaben identifiziert und die tatsächliche Linsendosis sollte in geeigneter Weise gemessen oder abgeschätzt werden. Entsprechende Schutzmaßnahmen (**insbesondere Schutzbrillen, Bleiglas-Abschirmscheiben etc.**) müssen Anwendung finden.

Aus: SSK: Strahleninduzierte Katarakte, Empfehlung der Strahlenschutzkommission mit wissenschaftlicher Begründung [Konferenz]. - Bonn, 14 Mai 2009.

Gerade deshalb ist es wichtig eine gut sitzende, den persönlichen Bedürfnissen angepasste, Röntgenschutzbrille zu verwenden.

Weitere Informationen über persönliche Schutzkleidung, Richtlinien und Empfehlungen finden Sie hier:

<http://www.bfs.de>

<http://www.ssk.de>

Röntgenschutz-Brille „TIM“



Röntgenschutz-Brille „TIM“, Farbe: Dunkelblau

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „TIM“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
TIM-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Dunkelblau	1.006,00
TIM-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Dunkelblau Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	1.086,00
TIM-G-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Dunkelblau mit Gleitsichtgläsern (Mehrstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	1.846,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „GABY“



Röntgenschutz-Brille „GABY“, Farbe: Havanna

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „GABY“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
GABY-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Havanna	968,00
GABY-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Havanna Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 6,00 Dioptrien)	1.048,00
GABY-G-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Havanna mit Gleitsichtgläsern (Mehrstärkengläser bis max. +/- 6,00 Dioptrien)	1.808,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „JAN“



Röntgenschutz-Brille „JAN“, Farbe: Moschus

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „JAN“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
JAN-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Moschus, Seitenschutz	968,00
JAN-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Moschus, Seitenschutz, Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 6,00 Dioptrien)	1.048,00
JAN-G-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Moschus, Seitenschutz, mit Gleitsichtgläsern (Mehrstärkengläser bis max. +/- 6,00 Dioptrien)	1.808,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „Stella“



Röntgenschutz-Brille „Stella“, Farbe: Rot/matt

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „Stella“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
STELLA-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Rot/matt, Seitenschutz	886,00
STELLA-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Rot/matt, Seitenschutz, Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 8,00 Dioptrien)	966,00
STELLA-G-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Rot/matt, Seitenschutz, mit Gleitsichtgläsern (Mehrstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	1.734,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „Green“



Röntgenschutz-Brille „Green“, Farbe: Weiß-Grün

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „Green“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
GREEN-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Weiß-Grün	904,00
GREEN-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Weiß-Grün Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	984,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen.

Röntgenschutz-Brille „Blue“



Röntgenschutz-Brille „Blue“, Farbe: Blau/transparent

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „Blue“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
BLUE-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Blau/transparent	904,00
BLUE-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Blau/transparent Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	984,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen.

Röntgenschutz-Brille „Pia“



RS-Brille „Pia“, Farbe: Schwarz

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „Pia“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
PIA-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Schwarz, Seitenschutz	1.008,00
PIA-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Schwarz, Seitenschutz Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	1.088,00
PIA-G-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Schwarz, Seitenschutz mit Gleitsichtgläsern (Mehrstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	1.848,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „Cora“



Röntgenschutz-Brille „Cora“, Farbe: Braun

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „Cora“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
CORA-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Braun, Seitenschutz	958,00
CORA-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Braun, Seitenschutz, Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 8,00 Dioptrien)	958,00
CORA-G-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Braun, Seitenschutz, mit Gleitsichtgläsern (Mehrstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	1.798,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „Carsten“



Röntgenschutz-Brille „Carsten“, Farbe: Schwarz-Grau

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „Carsten“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
CARSTEN-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Schwarz-Grau, Seitenschutz	968,00
CARSTEN-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Schwarz-Grau, Seitenschutz, Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	1.048,00
CARSTEN-G-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Schwarz-Grau, Seitenschutz, mit Gleitsichtgläsern (Mehrstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	1.810,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „Jens“



RS-Brille „Jens“, Farben: Braun, Schwarz

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
RS-Brille „Jens“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser		je Stück
JENS-E	Gestell aus Kunststoff, Farben: Braun, Schwarz, Seitenschutz	814,00
JENS-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farben: Braun, Schwarz, Seitenschutz Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	894,00
JENS-G-E	Gestell aus Kunststoff, Farben: Braun, Schwarz, Seitenschutz Gleitsichtgläser (Mehrstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	1.658,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „Alex“



Röntgenschutz-Brille „Alex“, Farbe: Braun

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „Alex“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
ALEX-E	Gestell aus Metall / Kunststoff, Farbe: Braun, Seitenschutz	1.008,00
ALEX-K-E	Gestell aus Metall / Kunststoff, Farbe: Braun, Seitenschutz Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 6,00 Dioptrien)	1.088,00
ALEX-G-E	Gestell aus Metall / Kunststoff, Farbe: Braun, Seitenschutz mit Gleitsichtgläsern (Mehrstärkengläser bis max. +/- 6,00 Dioptrien)	1.848,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „Ruth“



RS-Brille „Ruth“, Farbe: Braun/meliert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „Ruth“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
RUTH-E	Gestell aus Kunststoff, Farben: Braun/meliert Brille nur mit unkorrigierten Gläsern machbar	849,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Brille nur mit unkorrigierten Gläsern machbar!

Röntgenschutz-Brille „Lars“



Röntgenschutz-Brille „Lars“, Farbe: Dunkelhavanna

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „Lars“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
LARS-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Dunkelhavanna, Seitenschutz	1.044,00
LARS-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Dunkelhavanna, Seitenschutz Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 8,00 Dioptrien)	1.044,00
LARS-G-E	Gestell aus Kunststoff, Farbe: Dunkelhavanna, Seitenschutz mit Gleitsichtgläsern (Mehrstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	1.884,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „Frida“



RS-Brille „Frida“, Farben: Braun, Havanna

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „Frida“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
Frida-E	Gestell aus Kunststoff, Farben: Braun, Havanna, Seitenschutz	434,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „Patrick“



RS-Brille „Patrick“, Farbe: Braun, Havanna

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	RS-Brille „Patrick“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser	je Stück
Patrick-E	Gestell aus Kunststoff, Farben: Braun, Havanna, Seitenschutz	434,00
Patrick-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farben: Braun, Havanna, Seitenschutz Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	434,00
Patrick-G-E	Gestell aus Kunststoff, Farben: Braun, Havanna, Seitenschutz Gleitsichtgläser (Mehrstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	854,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Röntgenschutz-Brille „Ute“



RS-Brille „Ute“, Farbe: Grau, Havanna

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
RS-Brille „Ute“, Bleigleichwert der Gläser 0,75 mm, entspiegelte Gläser		je Stück
Ute-E	Gestell aus Kunststoff, Farben: Grau, Havanna, Seitenschutz	434,00
Ute-K-E	Gestell aus Kunststoff, Farben: Grau, Havanna, Seitenschutz Gläser mit Korrektur (Einstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	434,00
Ute-G-E	Gestell aus Kunststoff, Farben: Grau, Havanna, Seitenschutz Gleitsichtgläser (Mehrstärkengläser bis max. +/- 4,00 Dioptrien)	854,00
	Brillen-Halteband, verstellbar	17,40

Für Brillen mit Korrektur gilt der Preis unter Vorbehalt, bis die Brillenwerte vorliegen. Bei hohen Korrekturwerten sind Spezialgläser notwendig.

Lagersysteme für Röntgeschürzen

- [Wandhalterungen für Röntgeschürzen](#)
- [Fahrbare-Schürzenständer](#)

Lagerungssysteme für Röntgenschürzen



Easy-Keep™ Wandaufhängungen

Scanflex | *Medical* 

RS-10.100 L / R



RS-10.200 L / R



RS-10.300 L / R



RS-10.600

- ✓ Wandaufhängungen in verschiedenen Ausführungen, ganz nach Ihren Bedürfnissen
- ✓ Die Bügel haben **breite Auflagen** und abgerundete Kanten um Ihre wertvollen Röntgenschrürzen optimal zu schonen (kein Rundmaterial!).
- ✓ Ein Federmechanismus hält die Bügel stets an der Wand; das spart Platz im Raum.



Gerader Bügel zur Rockaufbewahrung (optional)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl Bügel	Breite in mm	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Röntgenschutz-Zubehör, „Easy-Keep™“				je Stück
RS-10.100L	1-er Halterung, links	1	600	159,00
RS-10.100R	1-er Halterung, rechts			159,00
RS-10.200L	2-er Halterung, links	2	700	310,00
RS-10.200R	2-er Halterung, rechts			310,00
RS-10.300L	3-er Halterung, links	3	650	532,00
RS-10.300R	3-er Halterung, rechts			532,00
RS-10.600	6-er Halterung, beidseitig	6	1200	907,00



Wandhalterungen Für Röntgenschürzen



Bestell-Nr.	Beschreibung	Anzahl Bügel	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Wandhalterungen, 1-5 Bügel, Anschlag links oder rechts			je Stück
RK-100-1	Halterung mit einem Bügel, 180° schwenkbar	1	285,00
RK-100-2L	Halterung mit 2 Bügeln, nach links schwenkbar	2	320,00
RK-100-2R	Halterung mit 2 Bügeln, nach rechts schwenkbar		
RK-100-3L	Halterung mit 3 Bügeln, nach links schwenkbar	3	340,00
RK-100-3R	Halterung mit 3 Bügeln, nach rechts schwenkbar		
RK-100-4L	Halterung mit 4 Bügeln, nach links schwenkbar	4	430,00
RK-100-4R	Halterung mit 4 Bügeln, nach rechts schwenkbar		
RK-100-5L	Halterung mit 5 Bügeln, nach links schwenkbar	5	520,00
RK-100-5R	Halterung mit 5 Bügeln, nach rechts schwenkbar		

Flexi-Keep™ Fahrbare Schürzenständer



Flexi-Keep™ Macht Ihre Schürzen mobil



RS-10.005



RS-10.005D

- ✓ Ein flexibles System, dass Ihre Röntgenschutzkleidung überall **schnell verfügbar** macht.
- ✓ Schonende Lagerung Ihrer Röntgenschürzen durch die besonders **breiten Hänger** (kein Rundmaterial!)
- ✓ Ideal, wenn die Wände durch ihre Bauweise der Belastung nicht standhalten.



RS-10.010



RS-10.010D



Detail: Bügelschiene für Röcke



Detail: Bügel für Röcke

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl Bügel	Höhe in mm	Breite in mm	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Röntgenschutz-Zubehör, „Flexi-Keep™“					je Stück
RS-10005	Fahrbarer 5-er Ständer	5	1.460	530	1.835,00
RS-10005D	Fahrbarer 5-er Ständer für Rock/Weste-Kombinationen	10			2.603,00
RS-10010	Fahrbarer 10-er Ständer	10	1.460	880	2.382,00
RS-10010D	Fahrbarer 10-er Ständer für Rock/Weste-Kombinationen	20			3.872,00

Fahrbare Ständer Für Röntgenschürzen



Bestell-Nr.	Beschreibung	Anzahl Bügel	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Fahrbare Schürzenständer			je Stück
RK-102-C-06	Fahrbarer Schürzenständer mit 6 Bügeln	6	1.220,00
RK-102-C-11	Fahrbarer Schürzenständer mit 11 Bügeln	11	1.450,00
Fahrbarer Ständer mit Querstange			je Stück
RK-103	Fahrbarer Ständer mit Querstange	variabel	700,00
RW-470100	Schürzenbügel aus unlackiertem Holz		34,00
RW-470200	Schürzenbügel aus Edelstahl		40,00

Patientenschutz

- [Halbschürzen](#)
- [Gonadenschutz](#)
- [Gonadenschutz-Kapsel](#)

Patientenschutz



Halbschürzen



- ✓ Weiches Material mit besonderem Tragekomfort
- ✓ Mit hochwertigem Klettverschluss
- ✓ Oberflächen leicht zu reinigen
- ✓ Das Material „**Light Lead**“ zählt zu den leichtesten Röntgenschutz-Materialien, die momentan erhältlich sind und enthält nur noch ca. 30% Blei, um den besten Schutz zu garantieren.
- ✓ Kostenloses **Recycling** möglich

Halbschürze mit Klettverschluss

Bestell-Nr.	Größe in cm	Bleigleichwert in mm	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Patientenschutz, Modell „Halbschürze“, „Light Lead“			je Stück
RS-3051LL	30 x 30	0,5	201,00
RS-3052LL	40 x 40		233,00
RS-3053LL	50 x 50		266,00

Halbschürzen Mit überzogenem Stahlfederring




Patientenschutz-Halbschürze

Bestell-Nr.	Größe in cm	Bleigleichwert in mm	Bemerkung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Patientenschutz-Halbschürze, Material Bleivinyll				je Stück
RK-921-05-01	25 x 25	0,5	Für Kleinkinder	266,00
RK-921-05-02	30 x 30		Für Kinder / Jugendliche	
RK-921-05-03	37 x 40		Für Erwachsene	
RK-921-05-04	45 x 50		Für Erwachsene, sehr groß	

Gonadenschutz Wichtig zum Schutz des Patienten



Gonadenschutz-Dreieck



Ovarienschutz-Set

Bestell-Nr.	Größe	Bleigleichwert in mm	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Ovarienschutz-Set, Material Bleivinyll				je Stück
RW-449100	M / L	1,0	Set besteht aus 2 Größen (siehe Abb.)	137,30
Gonadenschutz-Dreieck, Material Bleivinyll				je Stück
RW-454041	--	1,0	24 cm breit, mit Bindebändern	103,60

Gonadenschutz-Kapsel Wichtig zum Schutz des Patienten





- ✓ 100% bleifreier Gonadenschutz
- ✓ Bleigleichwert Pb 1,0mm
- ✓ Entspricht der neuen **DIN EN 61331-3:2014**
- ✓ Verbesserte Passform
- ✓ Umweltfreundliche Entsorgung

Bestell-Nr.	Größe	Bleigleichwert in mm	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Gonadenschutz-Kapsel, bleifreies Material				je Stück
RN-25010	S	1,0	für Kinder	324,80
RN-25011	M		für Knaben	368,40
RN-25012	L		für Männer	413,10

Zubehör

- [Lagerungshilfen](#)
- [Röntgenfilmmarkierungen](#)
- [Röntgenschutz-Handschuhe](#)
- [Bügel für Röntgenschürzen](#)

Zubehör



Lagerungshilfen Aus Polyethylenschaumstoff (PE) geprägt



Keil



Dreieck



Dreieck



Rechteck



Rundplatte



Halbrolle


- ✓ Formstabiler, geschlossenzelliger Schaumstoff
- ✓ Durch Prägen entsteht eine flüssigkeitsdichte Oberfläche
- ✓ Versiegelte Oberfläche, deshalb gut zu reinigen
- ✓ Röntgenfähigkeit 70 bis 140 kV
- ✓ In Farbe Blau erhältlich

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite

Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Form	Größe in cm
Lagerungshilfen, keilförmig		
RP-6552P	Keil 15°	B 18 x T 24 x H 7/1
RP-6550P	Keil 15°	B 18 x T 28 x H 8/1
Lagerungshilfen, dreieckig		
RP-6536P	Dreieck 45°	B 18 x T 10 x H 5
RP-6534P	Dreieck 45°	B 18 x T 24 x H 12
Lagerungshilfen, rechteckig		
RP-6544P	Rechteck	B 18 x T 24 x H 5
RP-6540P	Rechteck	B 36 x T 24 x H 5
Lagerungshilfen, rund		
RP-6556P	Rundplatte	Ø 22 x H 5
Lagerungshilfen, Rolle		
RP-6300P	Rolle	Ø 10 x B 25
Lagerungshilfen, Halbrohle		
RP-6306P	Halbrohle	Ø 15/7,5 x B 40
Lagerungshilfen, Hinterkopfunterlage gerade		
RP-6400P	Hinterkopfunterl. gerade	B 25 x T 24,5 x H 9,5

Lagerungshilfen Schaumstoff mit „Polyprotect“-Softbeschichtung



Kopfunterlage / Bauchlage



Hinterkopfunterlage



Dreieck 45°



Keil 15°



Rechteck

Lagerungshilfen Schaumstoff mit „Polyprotect“-Softbeschichtung

- ✓ Sehr strapazierbare Polyprotect - Oberflächen
- ✓ Röntgenfähige Beschichtung
- ✓ Verbesserte Bildgebung durch allseitig runde Formgebung
- ✓ Herausragende Desinfektions- und Reinigungseigenschaften
- ✓ Patientenfreundliche Beschichtung, bioverträglich nach ISO 10993-5

Bestell-Nr.	Größe in cm
Lagerungshilfen, Kopf/Bauchlage (Farbe Hellblau)	
RP-6408PP	
Lagerungshilfen, Hinterkopfunterlage für Erwachsene (Farbe Hellblau)	
RP-6404PP	B 24 x T 25 x H 10
Lagerungshilfen, Dreieck 45° (Farbe Hellblau)	
RP-6534PP	B 18 x T 24 x H 12
Lagerungshilfen, Keil 15° (Farbe Hellblau)	
RP-6552PP	B 18 x T 24 x H 7/1
Lagerungshilfen, Rechteck (Farbe Hellblau)	
RP-6544PP	B 18 x T 24 x H 5

Preis auf Anfrage

Röntgenfilmmarkierungen



Buchstabenschablonen L + R



Buchstabenschablonen L+R mit Gravur



Textschablonen



Zahlenschablonen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer nächsten Seite

Röntgenfilmmarkierungen

Bestellinformationen

Bestellnr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Textschablonen		je Stück
EW-320501	Standardbegriffe, Begriffe siehe Vorderseite	23,80
EW-320550	Sondertexte, Text nach Vorlage	32,30
Zahlenschablonen		je Satz
EW-323005	0-9, Schrifthöhe 5mm, Satz = 12 Stück	42,50
EW-323010	0-9, Schrifthöhe 10mm, Satz = 13 Stück	49,30
EW-323015	0-9, Schrifthöhe 15mm, Satz = 13 Stück	54,40
Buchstabenschablonen L+R		je Satz
EW-324505	Schrifthöhe 5mm, Satz = 2 Stück	10,30
EW-324507	Schrifthöhe 7,5mm, Satz = 2 Stück	
EW-324510	Schrifthöhe 10mm, Satz = 2 Stück	11,90
EW-324515	Schrifthöhe 15mm, Satz = 2 Stück	
Buchstabenschablonen L+R		je Satz
EW-326015	mit Initialen oder Zahlen, bis 3 stellig, Satz = 2 Stück	23,80
EW-326212	L+R verbunden mit Nylonfaden	15,30
EW-326414	L+R verbunden mit Kettchen	27,30
EW-326513	L+R verbunden mit Nylonfaden, mit Initialen	
EW-326515	L+R verbunden mit Kettchen, mit Initialen	37,40

Bei einem Gesamtbestellwert unter 100€ netto wird ein Mindermengenzuschlag von 10€ berechnet.

Röntgenschutz-Handschuhe



Bleifingerhandschuhe,
als Paar oder einzeln erhältlich



Handschuhe mit Grifföffnung

Bestell-Nr.	Bleigleichwert in mm	Bemerkung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Bleifingerhandschuhe, Material Bleivinyll, Einheitsgröße, als Paar			je Paar
RW-465055	0,5	--	494,90
Bleifingerhandschuhe, Material Bleivinyll, Einheitsgröße, einzeln			je Stück
RW-465055E	0,5	Bitte angeben, ob rechter oder linker Handschuh gewünscht wird.	268,10
Handschuh mit Grifföffnung, Material Bleivinyll, Einheitsgröße, einzeln			je Stück
RW-466003	0,35	Bitte angeben, ob rechter oder linker Handschuh gewünscht wird.	172,20
RW-466005	0,5		187,50

Surgiglove™ Schutzhandschuh mit Fingeröffnung



- ✓ Der Röntgenschutz-Handschuh „**Surgiglove**“ besitzt eine praktische Öffnung für die Finger, damit man auch Feinarbeiten einfach und einfühlsam erledigen kann.
- ✓ Oberflächen leicht zu reinigen.
- ✓ Das Material „**Light Lead**“ zählt zu den leichtesten Röntgenschutz-Materialien, die momentan erhältlich sind und enthält nur noch ca. 30% Blei, um den besten Schutz zu garantieren.
- ✓ Kostenloses **Recycling** möglich

Bestell-Nr.	Größe	Bleigleichwert in mm	Preis in € (zzgl. MwSt.)
Röntgenschutz-Zubehör, „Handschuh“, „Light Lead“, Einzelhandschuh			je Stück
RS-8021LL	Damen	0,25	233,00
RS-8022LL	Herren		
RS-8031LL	Damen	0,35	242,00
RS-8032LL	Herren		
RS-8051LL	Damen	0,50	271,00
RS-8052LL	Herren		

Bitte angeben, ob rechter oder linker Handschuh gewünscht wird.

Bügel für Röntgenschürzen



Holzbügel



Edelstahlbügel

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in € (zzgl. MwSt.)
	Holzbügel unlackiert, 50 cm breit	je Stück
RW-470100		37,10
	Edelstahlbügel, 50 cm breit	
RW-470200		43,60